


新商品


～ひとさじに想いとチカラを込めて～

エネルギー
美味しさ
食べる楽しさ
をお届けします
ひとさじのチカラ

定番の惣菜をペーストに仕立てました。

盛り付けるだけで、なじみの小鉢が完成します。


かまなくてよい
ユニバーサルデザインフード


**嚥下調整食学会
分類 2021
「コード2-1」相当**

マルハニチロは

／ 手作りミキサー食のお困りごとを解決します ／

ミキサー食は量が多く、
食べきれない方が多い

メニューごとにミキサーに
かけるので時間がかかる

とろみの具合・物性を
安定させるのが難しい


少量でも高栄養！

1個（30g）当たり

エネルギー **約70kcal**

たんぱく質 **1.8g**


—金平ごぼうペーストの栄養価比較—



調理時間を短縮！

調理方法は自然解凍・冷蔵庫解凍
または加熱して盛り付けるだけ！
ミキサーやとろみ調整だけでなく
器具洗浄の手間もかかりません。

—手作り惣菜ペーストの調理時間比較—



均質でなめらかな物性！

ユニバーサルデザインフード「かまなくてよい」のペースト食です。
手作りでは難しい、嚥下調整食学会
分類2021「コード2-1」相当の物性
に設計しています。



商品のラインナップは裏面へ

ひとさじのチカラ

少量高栄養

ひとさじのチカラ

惣菜ペースト

1個(30g)当たり約70kcal
(七訂計算値)



嚥下調整食学会
分類 2021
「コード2-1」相当

定番の惣菜をペーストに仕立てました。

自
自然
解凍

冷
冷蔵庫
解凍

蒸
スチ
コン
のみ

レ
電子
レンジ



品名	金平ごぼうペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44798
JAN	4901901003632
アレルギー	小麦・ごま・大豆・ゼラチン

品名	ひじき煮ペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44794
JAN	4901901003588
アレルギー	小麦・大豆・ゼラチン

品名	いんげんのごま和えペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44792
JAN	4901901003564
アレルギー	小麦・ごま・大豆・ゼラチン

品名	切干大根ペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44800
JAN	4901901003625
アレルギー	小麦・大豆・ゼラチン



品名	小松菜の煮びたしペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44799
JAN	4901901003618
アレルギー	小麦・大豆・ゼラチン

品名	かぼちゃの含め煮ペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44793
JAN	4901901003571
アレルギー	小麦・大豆・ゼラチン

品名	ポテトサラダペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44796
JAN	4901901003601
アレルギー	卵・乳成分・大豆・ゼラチン

品名	ほうれん草のバター炒めペースト
規格	180g(6個)/20×2
商品コード	44795
JAN	4901901003595
アレルギー	乳成分・大豆・ゼラチン

～調理方法～

調理後にかき混ぜることのできる状態になりますので、召し上がる方の状態にあわせて調整してください。

【自然解凍・冷蔵庫解凍】

【加熱調理の場合】

スチコン スチーム100℃ 約30分

電子レンジ 500W 1個 約40秒



室温約2時間
冷蔵庫約5時間



商品が凍った状態で、裏側にある点線に
切り込みをいれてください。
切り込みをいれた面を下にして加熱して
ください。



凍ったままの商品をトレーから取り出し、
1個ずつ深めのお皿に盛って加熱してください。

お問い合わせはコチラ

【ご質問・カタログ依頼・サンプル依頼】

マルハニチロ メディケア食品 お問い合わせ



MARUHA NICHIRO

海といのちの未来をつくる

マルハニチロ株式会社

メディケア・コントラクト営業部

〒135-8608 東京都江東区豊洲3-2-20